



EINKANALPIPETTEN

ecopipette Innovation

Die **ecopipette** wird in recyclebare und biologisch abbaubare Materialien verpackt und wird aus einigen der erneuerbarsten und beständigsten Ressourcen zur Gewährleistung einer längeren Lebensdauer hergestellt.

CAPP ecopipette einzigartige Vorteile:

- Absperrbarer Volumen-Controller, der 50% weniger Umdrehungen erfordert
 - Anzeige ist während der Handbedienung vollständig sichtbar
 - Reduzierter Kraftaufwand beim Ansaugen und Ausblasen
- Die einzige Pipette mit festem, variablen und austauschbarem Zählmechanismus
 - Großer Abwerferknopf für einfachen Pipettenspitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbarer Pipettenkörper (keine Demontage erforderlich)
 - Doppel-O-Ringe für optimale Pipettenspitzendichtung
 - Kompatibel mit allen gängigen Pipettenmarken
- Robustes Design durch Pipettenspitzenaufsteckkonus aus Metall
- Niedrigste Bruchrate durch unabsichtliches Fallenlassen oder Aufsetzen der Pipettenspitzen




Unser Ecotrade-Programm – die grüne Ökonomie

Wir sind uns darüber im Klaren, dass einige unserer Produkte nur für eine kurze Zeit und manchmal nur einmal verwendet werden. Unsere Antwort darauf ist, so viel wie möglich zu recyceln und unsere Kunden zu ermutigen, das Gleiche zu tun.

Die Kunden können mit AHN zusammenarbeiten, indem sie über das Ecotrade-Programm nachhaltige Laborpraktiken einführen.

Durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Vertriebspartner können Sie Ihre alten Pipetten (von jeder Marke, nicht nur unsere) einreichen. Unser Vertriebspartner wird dann die alten Pipetten zu unserer Produktionsstätte in der wir jede Pipette unter Beachtung der Richtlinien des Grünen Punktes sorgfältig in ihre Einzelteile zerlegen, versenden.

Wussten Sie schon?
Alte Pipetten können verantwortungsbewusst durch AHN Biotechnologie GmbH recycelt werden



Weitere Informationen finden Sie unter: www.capp.dk/blog/sustainable-lab-consumables

www.capp.dk • +49(0)3631/65242-0 • info@cappahn.com

Bestellinformationen

ecopipette Starterpakete

Kat.-Nr.	Beschreibung
SK-03-E01	Ecopipette Starterkit einschließlich C10-1/C1000-1 Pipetten, C-05 Ständer, 3 Pipettenspitzen-Racks und 1 Timer
SK-03-E02	Ecopipette Starterkit einschließlich C20-1/C200-1/C1000-1 Pipetten, C-05 Ständer, 3 Pipettenspitzen-Racks und 1 Timer
SKE-03-XX	3 Pipetten nach Wahl, Ständer, 3 Pipettenspitzen-Racks und 1 Timer

ecopipette variables Volumen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Ungenauigkeit %	Impräzision %	Farbe
C02-1S	Ecopipette, variables Volumen 0,2-2µL	12,00/2,00	6,00/1,00	●
C02-1	Ecopipette, variables Volumen 0,2-2µL, (Länge wie bei C10-1)	12,00/2,00	6,00/1,00	●
C10-1	Ecopipette, variables Volumen 0,5-10µL	2,50/1,00	1,80/0,50	○
C20-1	Ecopipette, variables Volumen 2-20µL	5,00/1,00	1,50/0,30	●
C50-1	Ecopipette, variables Volumen 5-50µL	2,00/1,00	1,20/0,30	●
C100-1	Ecopipette, variables Volumen 10-100µL	2,50/0,70	1,00/0,20	●
C200-1	Ecopipette, variables Volumen 20-200µL	2,50/0,60	0,70/0,20	●
C1000-1	Ecopipette variables Volumen 100-1000µL	2,00/0,80	0,60/0,20	●
C1000-1M	Ecopipette, variables Volumen 100-1000µL, in Schritten von 2µL	2,00/0,80	0,60/0,20	●
C5000-1	Ecopipette, variables Volumen 1-5mL	1,20/0,60	0,30/0,15	●
C5000-1M	Ecopipette, variables Volumen 0,5-5mL, in Schritten von 10µL	1,20/0,60	0,30/0,15	●
C10000-1	Ecopipette, variables Volumen 1-10mL	3,00/0,60	0,60/0,15	●

ecopipette festes Volumen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Ungenauigkeit %	Impräzision %
C02-1S-001	Ecopipette, festes Volumen 1µL	2,50	1,80
C10-1-005	Ecopipette, festes Volumen 5µL	1,20	0,80
C10-1-010	Ecopipette, festes Volumen 10µL	1,00	0,50
C50-1-020	Ecopipette, festes Volumen 20µL	1,00	0,30
C50-1-025	Ecopipette, festes Volumen 25µL	0,80	0,35
C100-1-030	Ecopipette, festes Volumen 30µL	1,16	0,40
C100-1-050	Ecopipette, festes Volumen 50µL	1,00	0,30
C200-1-100	Ecopipette, festes Volumen 100µL	0,70	0,20
C200-1-200	Ecopipette, festes Volumen 200µL	0,60	0,20
C1000-1-500	Ecopipette, festes Volumen 500µL	0,80	0,15
C1000-1-1000	Ecopipette, festes Volumen 1000µL	0,80	0,20
C5000-1A-5000	Ecopipette, festes Volumen 5000µL	0,60	0,15
CXXX-1-YYY	Andere feste Volumenpipetten (xxx = max. Pipettenvolumen, yyy = gewünschtes Volumen)		

