

Pipettenspitzen Varitip P und Varitip S, Eppendorf Pipette Tips

Die Pipettenspitzen für die Varipette® 4720 sind auf unterschiedliche Gefäße abgestimmt. Der Varitip P ist für die Entnahme von 1 ml bis 10 ml, z. B. aus Bechergläsern geeignet. Er dosiert nach dem Prinzip der Direktverdrängung. Der Varitip S für 2,5 ml bis 10 ml bildet ein System mit dem Maxitip. Mit ihm kann aus hohen enghalsigen Gefäßen Flüssigkeit entnommen werden.

- Varitip P für die Entnahme von 1 ml bis 10 ml aus Bechergläsern – Prinzip der Direktverdrängung
- Varitip S für die Entnahme von 2,5 ml bis 10 ml aus hohen enghalsigen Gefäßen – Prinzip der Luftverdrängung – Das System besteht aus Dosierteil und Maxitip
- Verschleppungsfreies Arbeiten durch Auswechseln des Maxitips
- Ventil für den Maxitip sorgt für tropffreies Dosieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck
- Graduierter Maxitip G zum Kompensieren des Einstellwertes der Varipette



Varitips P

Artikel	Best.-Nr.
Starter Kit	14 69 47208
100 Maxitips, 10 Dosierteile, 10 Ventile, 2 Maxitips G	
Varitips P	14 69 47202
Zur Entnahme aus kleineren Gefäßen, 1 Pack = 100 Stck.	

Varitips S

Zur Entnahme aus Enghalsgefäßen und Messkolben, bestehend aus:

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Dosierteil für Varitips S	14 69 47205	30
Maxitip für Varitips S	14 69 47206	200
Maxitip-G , Graduierte Spitze für Varitips S	14 69 47209	5
Ventil für Varitips S	14 69 47207	100

Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

