

Messpipetten, Klasse AS/Klasse B, BRAND

Graduated Pipettes, Class AS/Class B

① Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, Typ 3 (Nullpunkt oben)

DE-M gekennzeichnet, mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat. AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Typ 3 (Nullpunkt oben), völliger Ablauf. Justiert auf „Ex“. Wartezeit 5 Sekunden. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker brauner ETERNA-Diffusionsfarbe. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

Volumen ml	Teilung ml	Fehlergrenze ± ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,5	0,01	0,006	14 49 28421	12
1	0,01	0,007	14 49 28427	12
1 W	0,01	0,007	14 49 27427	12
2	0,02	0,010	14 49 28435	12
2 W	0,02	0,010	14 49 27435	12
5 W	0,05	0,030	14 49 28448	12
5 W	0,1	0,030	14 49 28449	12
10 W	0,1	0,05	14 49 28458	12
20 W	0,1	0,10	14 49 28463	6
25 W	0,1	0,10	14 49 28466	6

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen

② Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 2 (Nennvolumen oben)

DE-M gekennzeichnet, AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Typ 2 (Nennvolumen oben), völliger Ablauf. Justiert auf „Ex“. Wartezeit 5 Sekunden. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe.

Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

Volumen ml	Teilung ml	Fehlergrenze ± ml	Gesamtlänge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,5	0,01	0,006	360	10 49 27816	12
1	0,01	0,007	360	10 49 27817	12
1 W	0,01	0,007	360	10 49 27827	12
1	0,1	0,007	360	10 49 27818	12
2 ²⁾	0,01	0,010	360	10 49 27829	12
2	0,02	0,010	360	10 49 27819	12
2 W	0,02	0,010	360	10 49 27828	12
2	0,1	0,010	360	10 49 27820	12
5 W	0,05	0,030	360	10 49 27821	12
5 W	0,1	0,03	360	10 49 27822	12
10 W	0,1	0,05	360	10 49 27823	12
20 W	0,1	0,10	360	10 49 27824	6
25 W	0,1	0,1	450	10 49 27825	6
50 ¹⁾ W	0,5	0,2	450	10 49 27826	6

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

¹⁾ in Ergänzung zur ISO

²⁾ in Ergänzung zur ISO, nicht DE-M gekennzeichnet

W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen

③ Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, Typ 2 (Nennvolumen oben)

DE-M gekennzeichnet, AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Typ 2 (Nennvolumen oben), völliger Ablauf. Justiert auf „Ex“. Wartezeit 5 Sekunden. Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.


Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

Volumen ml	Teilung ml	Fehlergrenze ± ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
5 W	0,1	0,03	10 49 27822	12
25 W	0,1	0,1	10 49 27825	6

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen

Solange Vorrat reicht.



④ **Messpipetten, BLAUBRAND®, USP, Klasse AS, Typ 2 (Nennvolumen oben)**

DE-M gekennzeichnet, AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Typ 2 (Nennvolumen oben), völliger Ablauf. Justiert auf „Ex“. Wartezeit 5 Sekunden. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Inkl. USP-Chargenzertifikat. Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat lieferbar. Mit Wattestopfende.

Volumen ml	Teilung ml	Fehlergrenze ± ml	Gesamtlänge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1 ¹⁾	0,01	0,007	360	10 49 27506	12
2	0,02	0,01	360	10 49 27509	12
5	0,05	0,02	360	10 49 27511	12
10	0,1	0,03	360	10 49 27513	12

1) Fehlergrenze USP ± 0,01 ml

⑤ **Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 2 (Nennvolumen oben)**

AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Typ 2 (Nennvolumen oben), völliger Ablauf. Justiert auf „Ex“. Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.

Volumen ml	Teilung ml	Fehlergrenze ± ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,5	0,01	0,006	10 49 27816	12
1	0,01	0,010	10 49 27002	12
1	0,1	0,010	10 49 27004	12
2 ¹⁾	0,01	0,015	10 49 27005	12
2	0,02	0,015	10 49 27006	12
2	0,1	0,010	10 49 27820	12
5 W	0,05	0,05	10 49 27009	12
5 W	0,1	0,05	10 49 27010	12
10 W	0,1	0,08	10 49 27011	12
25 W	0,1	0,15	10 49 27013	6

1) in Ergänzung zur ISO, nicht DE-M gekennzeichnet
W = mit Wattestopfende

