

ThermoMixer® F1.5/FP, Eppendorf ThermoMixer® F1.5/FP

Diese Produkte sind die perfekte Wahl zum Mischen und Erhitzen von Routineanwendungen. Die Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0 und FP haben je einen festen Block für 0,5/1,5/2,0-ml-Gefäße und Platten.

Der Bildung von Kondensat in kleinen Gefäßen können Sie mit dem Heizdeckel Eppendorf ThermoTop® (optional) verlässlich vorbeugen.

Eigenschaften und Vorteile der Eppendorf ThermoMixer F

- Heizen und Mischen in 0,5/1,5/2,0-ml-Reaktionsgefäßen (F0.5/F1.5/F2.0) oder Platten (FP)
- Bis zu 1.500 rpm (F1.5/F2.0) oder 2.000 rpm (F0.5/FP) für effizientes Probenmischen
- Herausragende Mischperformance dank einzigartiger 2DMix-Control-Technologie
- Kompatibel mit Eppendorf ThermoTop® (condens.protect®) für Sample Handling ohne Kondensatbildung
- Vordefinierte Temperaturtasten (37°C, 42°C, 56°C und 95°C) ermöglichen einfache und intuitive Bedienung
- Sehr schnelle Aufheizgeschwindigkeit von bis zu 18°C/min zur Verkürzung Ihrer Wartezeit



eppendorf



Artikel	Best.-Nr.
① ThermoMixer® F0.5 mit Thermoblock für 24 Reaktionsgefäße 0,5 ml, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz	10 69 86010
② ThermoMixer® F1.5 mit Thermoblock für 24 Reaktionsgefäße 1,5 ml, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz	10 69 84012
③ ThermoMixer® F2.0 mit Thermoblock für 24 Reaktionsgefäße 2,0 ml, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz	10 69 87013
④ ThermoMixer® FP mit Thermoblock für Mikrottestplatten und Deepwell-Platten, inkl. Deckel, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz	10 69 85016
Deckel für ThermoMixer F1.5, ThermoMixer FP, für Eppendorf ThermoMixer® F0.5 / F1.5 / F2.0 and FP, für Eppendorf SmartBlock™ 0,5 – 2,0 ml, Platten, PCR 96, PCR 384 und DWP	10 69 30233
ThermoTop® mit condens.protect®-Technologie	10 69 83003
SmartExtender, 1,5 ml	10 69 80008

